

Antique'X

РФА - анализатор

Antique'X- настольный рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор, производства MEE Company (Иран).

Спектрометр предназначен для быстрого и легкого анализа минерального сырья и готового цемента. Механическая простота и надежность в течение всего срока службы, неограниченная производительность и интуитивно понятное ПО позволяет данному анализатору стать отличным решением для любой производственной лаборатории. Специальная конструкция анализатора с обширным набором уникальных характеристик позволяет анализировать самые требовательные или необычные образцы.

Технические характеристики

Мишень: Rh

Мощность излучения: макс. 50 Вт, 50 кВ, 2 мА

Охлаждение: воздушное

Тип детектора: SDD (Amptek)

Энергетическое разрешение: 122 эВ

Определяемые элементы: от Na (11) до U (92)

Площадь детектора: 25 мм

Аналитическая камера: вакуум/воздух

7 положений фильтров (Al, Cu, Pd...)

Турель на 8 образцов


(возможно однопозиционное исполнение)

Размер: 75x75x120 см

Вес: 250 кг

Основные преимущества Antique'X :

- Высокая чувствительность
- Определение элементов от Na до U
- Предустановленные программы для типовых образцов
- Адаптивная конструкция держателя образца
- Система автоматического открытия/закрытия дверей
- Вращатель образца
- Мгновенное отображение аварийных сигналов и основных параметров
- Возможность анализировать образцы с любым типом матрицы
- Различные уровни доступа и защита данных с помощью пароля
- Наличие коллиматора
- Система вакуумной откачки в аналитической камере
- Цельнометаллическая камера и корпус анализатора обеспечивают стабильность результатов измерений



Antique'X

Официальный представитель:

ЭКСИТОН Аналитик

✉ info@exiton-analytic.ru

☎ +7 (812) 322-58-99

🌐 exiton-analytic.ru